



美しいのは永遠の喜びである。
A thing of beauty is a joy forever.

■ Germanium Repair ■
ゲルマ5個付
セレーネオリジナル品

- Vibration Massage -



■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -

ゲルマニウムリペア(Germanium Repair) とは?

☆ 小さなパワフルバイブレーション美顔器です。

【 1分間:6,000回 】

安定した振動で皮膚内部からリフティング効果を体感できます。

☆ ヘッドに希少天然鉱物と金24Kの融合により肌の衰えを緩やかにします。

1 天然ゲルマニウム99.9を5個使用。

2 金24Kを使用。

本物の高級素材にこだわりました。





■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -



ゲルマニウム(Germanium)とは？

定義

■ こわれやすい灰白色の物質で、金属と非金属の中間性質を持つ準金属元素です。

99,9%だから

- ・ 工業用 - 半導体整流器の核心材料
- ・ 民間 - 治療剤, 健康補助食品 及び 化粧品 などに広く利用されています。

効能/効果

- ・ 陰イオン効果
- ・ 除毒作用
- ・ 体内重金属排出作用
- ・ 酸素供給
- ・ 痛症及び炎症除去
- ・ エンドルフィン生成
- ・ インターフェロン生成

出処

- 建国大学 修士 学位論文

〈ゲルマニウムがお肌に及ぼす影響〉, ギムゼツン, 2003年



■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -



ゴールド (Gold)とは?

定義

■空気や水によって腐食されない化学反応性が一番小さな固体元素

24K

* 活用

- 医療 診断と治療
- 電子金属接点
- 皮膚管理, 生物学研究

効能/効果

- ・ 老化防止
- ・ イオン作用
- ・ ホルモン分泌促進
- ・ 解毒
- ・ 血液循環促進
など

出处


出处 - <東医宝鑑>



■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -

Synergy Effect



Point!!

- ・商品自体だけで最上の効果を体験することができる新概念振動マッサージ。
- ・奇跡の原石ゲルマニウム99,9と金24Kのヘッド。



■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -

特徴 & 活用



HAND MADE

人のお肌に**最適化された設計**と100%手作業で作られた最上の**高Quality** マッサージ器です!

振動モータ

最適の振動モータで再**作業**されたリペアの振動は皮膚にそのまま伝わる**振動!**

免税店入店

アジアの拠点・ハブ空港から世界の人々に愛されています。

High quality product

入浴タイムで効果 UP!

ゲルマニウムは周囲温度が **32°C 以上** になると **陰イオンを放出**する特徴かあってお風呂で使用すると効果UP!!





■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -


How to use. 使用方法

T/U
zone



経絡 管理

Tゾーン、 Uゾーンすべて管理可能!



ただし!ファンデーションを塗り込んで使用しないでください!



■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -

How to use.

使用方法：フェイス・ヘッド・バスト・その他



広い面で頬、額、顎、首などを狭い面では耳後ろ、こめかみをマッサージしてください。
※ゲルマニウム リペアは顔だけではなく全身にも使用可能です！

Multifunctional massager

株式会社 セレーネ




■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -

How to manage

ゲルマニウムリペアの管理方法





■ Germanium Repair ■

- Vibration Massage -

Specゲルマニウム リペアの細かいSPEC!



- ・製品名：ゲルマニウムリペア (振動 ゲルマニウム皮膚美容機器)
- ・モデル名：BBS-6000R
- ・振動数：6000回/分
- ・電源：DC 1.5V (バッテリー AA X 1)
- ・サイズ (本体)：16Ø * 140mm
- ・サイズ (マッサージヘッド)：8Ø * 37mm
- ・重量 (本体)：約 90g (電池 含み)
- ・材質：黄銅 (ヘッド部分: 純金 特殊表面処理), アルミニウム
- ・構成品：本体, 単 3 形電池1個, 収納 ポーチ, 取扱説明書

BATTERY
(単 3 形, DC1.5V X 1)



T-バヘッド (ゲルマニウム 表面4個 横1個)

皮膚をマッサージする時使います。.

取っ手

マッサージをする時、この部分を握ってマッサージをします。

スイッチキャップ